

لتحضير 10 لترات من الجل المعقم لليدين

- 8333 مل من الايثانول بتركيز 96%
- 417 مل من الهيدروجين بيروكسيد بتركيز 3%
- 145 مل من الجليسيرول بتركيز 89%
- ماء معقم (مقطر او مغلي و مبرد)

خطوات التحضير



2 قم باضافة الهيدروجين بيروكسيد بعد قياسه بانبوب القياس



1 اسكب الكحول (الايثانول) باستخدام وعاء للقياس في خزان بلاستيكي شفاف سعة 50 لتر



3 قم باضافة الجليسيرول بعد قياسه بانبوب القياس (الجليسيرول مادة لزجة و تلتصق بجدار الانبوب لذا قم بشطف الانبوب باستخدام القليل من الماء المعقم)



5 قم بتحريك و رج الخزان جيدا لخلط محتوياته



4 املأ الخزان البلاستيكي بالماء المعقم حتى الوصول الى الكمية المطلوبة (10 لترات) و قم بتغطية الخزان بغطاء محكم فور ملئه.



6 قم بتوزيع الجل في قوارير بلاستيكية مع اغطية مقاومة للتسريب سعة 100 مل و 500 مل حسب الحوجة و قم بحفظها لمدة 72 ساعة قبل الاستخدام (لاتاحة وقت للقضاء على الابواغ التي قد توجد في الاوعية او المواد المستعمله)

1

3

4

6